

# HUGE

## KAITONG

Двухслойные Акриловые Зубы

Kaitong (Кайтон) - классическая линия двухслойных зубов, изготовленная из качественного акрила. Спроектированные в соответствии с наиболее классической формой зубов в мире, **KAITONG МОГУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ЛИЦЕВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

Передние зубы сделаны на основе акрила. Задние зубы сделаны на основе DCL, акрила с дополнением связующих агентов для улучшения сетчатой структуры.

**ВЫПОЛНЕН С ПОМОЩЬЮ МНОГОЧИСЛЕННОГО ТЕРМАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ С УНИКАЛЬНОЙ МНОГОГНЕЗДНОЙ ПРЕСС-ФОРМОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ.**

В настоящее время, Kaitong, стали наиболее популярными зубами сегмента эконом+.



## Преимущества



Полимерные материалы последнего поколения:  
Double Cross Link с высоким молекулярным весом



Повышенная износостойкость



Превосходная стабильность  
оттенка цвета



Минимальная гигроскопичность



Чрезвычайно низкое сродство  
к налету



Устойчивость к растворителям





Устойчивость к появлению трещин





Без воскового шаблона,  
простые в применении.




## S1 L2 30




## S2 L4 30






## S3 L7 32





## S4 L9 34





**T2 L5 32 ▲**




**T3 L7 32 ▲**





**T4 L10 34 ▲**





**T5 L12 36 M ▲**





T6 L13 36 M ▲




O1 L3 30 ●





O3 L7 32 ●



O4 L10 34 ●



SS3 L9 34 ■



SS4 L9 34 ■

